



Greitas poveikis
jau po 15 sek.

kodan® tincture e colourless

Skystas dezinfekantas greitai odos dezinfekcijai alkoholių ir ketvirtinių amonio junginių pagrindu

Privalumai

- Paruoštas naudoti
- Lengvai naudojama purškiant
- Platus poveikio spektras
- Puikiai toleruojama odos ir išbandyta dermatologų

Naudojimo sritys

kodan® tincture e colourless skirta naudoti šiais atvejais:

- paruošiant odą operacijai;
- odai dezinfekuoti prieš injekcijas, kraujo mėginių ėmimą, punkcijas ir kitas nedideles procedūras, kurių metu pažeidžiamas odos vientisumas.

Naudojimo instrukcija

kodan® tincture e colourless priemonę naudokite neatskiedę. Užpurškite ant reikiamos odos vietos arba įtrinkite ją išmirkytu tamponu, kruopščiai sudrėkindami odą ir atkreipdami dėmesį į poveikio trukmę atitinkamoje taikymo srityje.

Poveikio spektras

Baktericidinis, virucidinis (BVDV, *Vaccinia*, MNV - norovirusas, adenovirusas), mikobaktericidinis (*M. terrae*, *M. avium*), fungicidinis.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Veiksmingumas	Standartas	Būklė	Koncentracija	Poveikio laikas
Baktericidinis	EN 13727 + A2	Švari	100%	15 sek.
	EN 13727	Švari	100%	30 sek.
	DGHM (Vokietijos higienos ir mikrobiologijos asociacija)	Oda, kurioje mažai riebalinių liaukų	100%	30 sek.
		Oda, kurioje daug riebalinių liaukų	100%	30 sek.
Mielicidinis	EN 13624	Švari	100%	15 sek.
Fungicidinis	EN 13624	Nešvari	100%	30 sek.
Virucidinis (adenovirusas)	EN 14476 + A2	Švari	100%	30 sek.
Virucidinis (norovirusas)	EN 14476 + A2	Švari	100%	30 sek.
Virucidal (BVDV, <i>Vaccinia</i>)	EN 14476	Švari	100%	30 sek.
Mikobaktericidinis	EN 14348	Švari	100%	30 sek.

kodan® tincture e colourless

Sudėtis

100 g kodan® tincture e colourless yra šių veikliųjų medžiagų:

- 45 g etanolio;
- 30 g propan-2-olio;
- 0,5 g didecildimetilamonio chlorido.

Kitos sudedamosios dalys: drėkinančios ir kondicionuojančios medžiagos.

Fizikinės ir cheminės savybės

Form	Bespalvis, šiek tiek gelsvas skystis
Tankis	0,843 - 0,856 g/cm ³

Specialios rekomendacijos

Skirta tik profesionaliesiems naudotojams. NENAUDOTI ant gleivinės, atvirų žaizdų arba akis ir netoli jų. Labai degus. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Laikyti uždarytoje talpykloje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių. Netoli produkto nerūkyti.

Termoelektrinius įrenginius naudoti preparatui tinkamai nudžiūvus nuo odos.

Užsakymo informacija

Produkto pavadinimas	Pakuotės dydis	Kiekis dėžutėje
kodan® tincture e colourless	250 ml buteliukas su purkštuku	10
	1 l buteliukas	12

Galiojimo laikas

24 mėnesiai

Produkto tipas

Biocidinis produktas

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišku būdu ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.



Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Schulke CZ, s.r.o. yra suteikti kokybės sertifikatai ISO 14385 ir ISO 9001.

Papildoma informacija

Apsilankykite interneto svetainėje:

www.schulke.cz

Gamintojas

Schulke CZ, s.r.o., Lidická 445
735 81 Bohumín, Čekijos respublika
Tel.: +420 558 320 260, www.schulke.cz

Platintojas

"Sanovus", UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 2450 415
El. paštas: info@sanovus.lt

Ver.: 08112021